

advantage

Neue Aktion 1. September bis 31. Dezember 2017



»Liken«, kaufen, lieben!

Attraktive Aktionsangebote für Zentrifugen, Freezer und CO₂-Inkubatoren.
Jetzt zugreifen und Vorteile sichern!



Ihre Zentrifuge 5810 R: bekannt für Qualität, Zuverlässigkeit und besonders kleine Stellfläche. Sie werden sie lieben!



Eppendorf-Ultratieftiefkühlgeräte: bekannt für hohe Leistungsfähigkeit, Probensicherheit und Komfort

Zeit für etwas Neues?

Haben Sie ein altes Gerät auszurangieren? Sind möglicherweise Gelder für zusätzliche Ausrüstung freigeworden? Dann wälzen Sie vermutlich gerade Produktliteratur oder recherchieren im Internet. Sie sind in Kontakt mit Verkaufsberatern oder sprechen mit Kollegen und natürlich Ihrem Einkäufer. Vielleicht planen Sie auch einen Messebesuch, um Ihr neues Gerät live und in Farbe zu sehen.

Gut möglich, dass Sie sich auf diesem Weg irgendwann in ein Eppendorf-Gerät verlieben! Und das Gute ist: Ihr neuer Favorit kann schon bald Ihr Labor bereichern. Einfach in unserem Online-Shop in den Warenkorb legen und per Knopfdruck bestellen. Bequemer geht es nicht!
online-shop.eppendorf.de

Cooler Angebote nutzen!

- > Zentrifuge 5810 R Cell Culture/Plate Package zum Aktionspreis (S. 3)
- > Zentrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package zum Vorteilspreis (S. 4)
- > Ultratieftiefkühlgeräte Innova® U725, Innova U725-G, CryoCube® F570, CryoCube F570h, Premium U410 und HEF® U410 zu Aktionspreisen (S. 5)
- > CO₂-Inkubatoren Galaxy® 170 S/170 R mit Hochtemperatur-Dekontamination zu Sonderpreisen (S. 7)

Sie möchten eine persönliche Beratung?

Sprechen Sie uns an unter Tel. 01803 255 911* oder per E-Mail an vertrieb@eppendorf.de

*0,09 €/min aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/min

Centrifuge 5810 R im neuen Zellkultur-Paket!

Mit ihrer bekannten Qualität und Zuverlässigkeit ist die Eppendorf Centrifuge 5810 R eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz. Sie vereint außergewöhnliche Flexibilität und Kapazität sowohl für Gefäße als auch Platten mit einer besonders kleinen Stellfläche. Die Centrifuge 5810 R ist zurzeit die kompakteste gekühlte 3-Liter-Zentrifuge auf dem Markt.

Das 5810 R Cell Culture/Plate Centrifuge Package enthält Zubehör für die Zentrifugation von max. 28 x 50 mL/56 x 15 mL konischen Gefäßen und zwei Plattenbecher für je 1 Deepwell- bzw. 4 Mikrottestplatten.

NEU! Cell Culture/Plate Centrifuge Package

- > Centrifuge 5810 R, gekühlt
- > Rotor S-4-104, inkl. Rundbecher
- > Je 2 Sets à 2 Adapter für 15 mL konische Gefäße (max. 3.197 x g) und 50 mL konische Gefäße (max. 3.180 x g)
- > 2 Plattenbecher (max. 2.568 x g)
- > 500 Eppendorf Conical Tubes 15 mL
- > 500 Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Jetzt sparen! Vom 1. September bis 31. Dezember 2017 erhalten Sie das Centrifuge 5810 R Cell Culture/Plate Package zum günstigen Aktionspreis.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Advantage-Preis
Cell Culture/Plate Centrifuge Package	5811 000.908	9.254,00 € Sie sparen 1.633,00 €* 1.633,00 €*

NEU! Centrifuge 5810 R Cell Culture/Plate Package



Cell Culture/Plate Centrifuge Package für erhöhte Flexibilität durch gemischtes Beladen mit Platten und konischen Gefäßen

Centrifuge 5810 R (gekühlt)

- > Zentrifugendeckel mit Soft-Touch-Deckelverschluss
- > Niedrige Zugriffshöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen
- > Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- > Temperaturbereich -9 °C bis 40 °C
- > FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen
- > ECO-Abschaltung nach 8 Stunden ohne Bedienung für niedrigen Energieverbrauch
- > Dynamische Kompressorsteuerungstechnologie (DCC) für präzise und vibrationsarme Kühlung der Proben

*Die Centrifuge 5810 R ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.

*Ersparnis gegenüber dem Listenpreis. Nur gültig vom 1.9.–31.12.2017. Alle Preise zzgl. USt.

NEU! Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package



Gekühlte Centrifuge 5430 R: jetzt erhältlich in einem neuen Paket für vielfältige Gefäßvolumina! Mit Drehknöpfen oder Folientastatur.

Centrifuge 5430 R (gekühlt)

- > Menügeführte mehrsprachige Bedienung und großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > 5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf Routineprogramme
- > Eppendorf QuickLock® System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit nur einer Vierteldrehung
- > Temperaturbereich -11 °C bis +40 °C
- > Dauerkühlung hält die Temperatur nach Laufende konstant – Ihre Proben bleiben gekühlt
- > FastTemp pro®-Funktion für programmierbare Vorkühlung nach Tag und Uhrzeit

*Die Centrifuge 5430 R ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.

Centrifuge 5430 R: Volumenvielfalt inklusive!

Die einzigartige gekühlte Centrifuge 5430 R vereint die Vorteile von Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät. Trotz ihrer kompakten Größe fasst sie Rotoren für eine Vielzahl von Gefäßen, für Mikrotestplatten, Spin columns sowie für 15 mL und 50 mL konische Gefäße.

Das neue Tube Volume Variety Package enthält:

- > Centrifuge 5430 R, gekühlt
- > Rotor FA-45-30-11, aerosoldicht, mit Eppendorf QuickLock Rotordeckel, für 30 x 1,5/2,0 mL Gefäße (max. 20.817 x g)
- > Rotor F-35-6-30, mit Rotordeckel, inkl. Adaptern für 6 x 15 mL konische Gefäße (max. 7.540 x g) und 6 x 50 mL konische Gefäße (max. 7.581 x g)
- > 500 Eppendorf Conical Tubes 15 mL
- > 500 Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Jetzt sparen! Vom 1. September bis 31. Dezember 2017 erhalten Sie das Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package zum günstigen Advantage-Vorteilspreis.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Advantage-Preis
Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package		6.468,00 €
Drehknopf-Variante	5428 000.309	Sie sparen
Folientastatur-Variante	5428 000.953	1.141,00 €*

*Ersparnis gegenüber dem Listenpreis. Nur gültig vom 1.9.–31.12.2017. Alle Preise zzgl. USt.

Eppendorf-Ultratiefkühlgeräte zu Aktionspreisen

Cooler Angebote zu Ultratiefkühlgeräten

Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit – das sind die wichtigsten Punkte bei der Auswahl eines neuen Ultratiefkühlgeräts. Genau das können Sie von einem Eppendorf-Ultratiefkühlgerät erwarten.

Und jetzt die gute Neuigkeit! Im Aktionszeitraum können Sie sich auf coole Angebote zu folgenden Eppendorf-Freezern freuen: Innova® U725, Innova U725-G, CryoCube® F570, CryoCube F570h, Premium U410 und HEF® U410.

Sie möchten eine persönliche Beratung?

Sprechen Sie uns an unter Tel. 01803 255 911* oder per E-Mail an vertrieb@eppendorf.de

*0,09 €/min aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/min




Ihr neues Eppendorf-Ultratiefkühlgerät bringt hohe Leistungsfähigkeit, Probensicherheit und Komfort in Ihr Labor. Ein gutes Gefühl!

Beschreibung	Kapazität	Bestell-Nr.	Advantage-Preis	Ihre Ersparnis*
Innova® U725	725 L, max. 50.400 Proben	U9440-0001	9.736,00 €	2.434,00 €
Innova® U725-G, Luftkühlung	725 L, max. 50.400 Proben	U9440-0005	10.128,00 €	2.532,00 €
CryoCube® F570	570 L, max. 40.000 Proben	F570300001	7.922,40 €	1.980,60 €
CryoCube® F570h	570 L, max. 40.000 Proben	F570320001	8.936,00 €	2.234,00 €
Premium U410	410 L, max. 24.000 Proben	U9260-0001	6.853,60 €	1.713,40 €
HEF® U410	410 L, max. 24.000 Proben	U9260-0008	7.472,00 €	1.868,00 €

*Ersparnis gegenüber dem Listenpreis. Nur gültig vom 1.9.–31.12.2017. Alle Preise zzgl. USt.



Edelstahlgestelle von Eppendorf: für optimale Raumnutzung und einfaches Wiederauffinden Ihrer Proben



Eppendorf Storage Boxes erleichtern die sichere und platzsparende Probenaufbewahrung.

Organisierte Probenlagerung Eppendorf Storage Boxes

Unsere stabilen Freezer-Racks aus hochwertigem Edelstahl oder Aluminium erleichtern die sichere und organisierte Lagerung Ihrer wertvollen Proben, ganz gleich in welchen Gefäßen. Das optimierte Design sorgt für eine homogene Temperaturverteilung in allen gängigen Boxenmaßen bis 136 x 136 mm sowie in Mikrotest- und Deepwellplatten.

- > Große Auswahl an Gestellen und Einschüben
- > Stabil und robust
- > Bequeme, ergonomische Handhabung
- > Mit Schublade oder seitlichem Zugang
- > Optimale Raumnutzung im Freezer
- > Einfaches Wiederauffinden von Probenboxen

www.eppendorf.com/freezerracks

Die neuen Eppendorf Storage Boxes ermöglichen die sichere und platzsparende Lagerung von Cryo-Gefäßen, Reaktionsgefäßen, konischen 15- und 50-mL-Gefäßen und anderen gängigen Gefäßen von 0,5 mL bis 50 mL.

- > Gefertigt aus Polypropylen (PP) für hohe Stabilität beim Einfrieren sowie für einfaches Öffnen und Schließen
- > Einfache Probenidentifizierung durch kontrastreiche alphanumerische Laserbeschriftung aller Positionen
- > Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- > Zum Einfrieren bis -86 °C
- > Modulares Konzept zur optimalen Raumnutzung im Tiefkühlgerät

www.eppendorf.com/storageboxes

Sparen bei Eppendorf CO₂-Inkubatoren

Seit mehr als 60 Jahren versorgt Eppendorf als zuverlässiger Laborpartner Wissenschaftler weltweit mit innovativen und hochwertigen Laborprodukten und Services. Eppendorf CO₂-Inkubatoren bieten Ihnen ein Höchstmaß an Steuerungsmöglichkeiten für Ihre Zellkulturanwendungen. Wenn Sie Höchstleistung, Beständigkeit und Zeitersparnis erwarten, dann entscheiden Sie sich für Eppendorf CO₂-Inkubatoren.

Hochtemperatur-Dekontamination (HTD)

Die HTD-Funktion heizt die Innenkammer auf 120 °C und hält diese Temperatur 4 Stunden, um wirksam und nachweisbar Kontaminationen zu beseitigen.

Die Galaxy® 170 S und 170 R CO₂-Inkubatoren mit 170 Liter Kapazität – wahre Wohlfühloasen für Ihre Zellen!

Eppendorf New Brunswick™ Galaxy® 170 S

- > Ideal für alle Standardanwendungen in der Zellkultur
- > Leicht ablesbares LED-Display
- > Lüfterloses Innenraum-Design

Eppendorf New Brunswick™ Galaxy® 170 R

- > Intuitive LCD-Steuerung
- > Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten und vielfältige Optionen wie O₂-Regulation, Kupferinnenraum und Feuchteüberwachung

Jetzt sparen! Vom 1. September bis 31. Dezember 2017 erhalten Sie die Modelle Galaxy 170 S und Galaxy 170 R mit Hochtemperatur-Dekontamination zum günstigen Aktionspreis.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Advantage-Preis	Ihre Ersparnis*
Galaxy® 170 S mit Hochtemperatur-Dekontamination	CO17111001	4.783,20 €	1.195,80 €
Galaxy® 170 R mit Hochtemperatur-Dekontamination	CO17311001	6.424,00 €	1.606,00 €

*Ersparnis gegenüber dem Listenpreis. Nur gültig vom 1.9.–31.12.2017. Alle Preise zzgl. USt.

Erweitern Sie Ihr Wissen!

Unsere Online-Plattform Eppendorf Handling Solutions bietet umfangreiches Expertenwissen und hilft Ihnen dabei, die Herausforderungen Ihres Laboralltags zu meistern.

Ganz neu ist der Bereich Sample Handling Solutions. Hier lernen Sie alles über Zentrifugation sowie Anwender und Probensicherheit.

Jetzt entdecken unter:

www.eppendorf.com/centrifugationexperts

Service & Support

Unser Anspruch ist es, seriöse und zuverlässige Leistungen und Werkzeuge zu liefern, um die bestmögliche Performance und maximale Sicherheit unserer Instrumente und Ihrer Anwendungen sicherzustellen. Dies beinhaltet ein breites Angebot an sorgfältig konzipierten Servicelösungen, die von unseren engagierten Teams in den Bereichen Anwendungen, Training und Technischer Service weltweit ausgeführt werden.

Mit unseren Dienstleistungen ergänzen wir unser Produktportfolio um Applikationssupport, Seminare und Training, technischen Support sowie Wartung und Zertifizierung.

Mehr Informationen unter:

www.eppendorf.com/epservices

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
50389 Wesseling-Berzdorf · Germany
Tel.: 01803-255 911* · E-Mail: vertrieb@eppendorf.de

0,09 €/min aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €/min

www.eppendorf.com/advantage