

Messeaktion 2018

VITgrip™ - DIE ALLROUND LABORFLASCHE

Aktionsangebot
gültig bis
31.07.2018



VITLAB 
Competence in Labware

VITgrip™ – die Allround Laborflasche

VITLAB Messeaktion

Mit unserem Aktions-Set bieten wir Ihnen die budgetfreundliche Möglichkeit, unsere VITgrip™ Laborflaschen in drei attraktiven Volumengrößen (250, 500 und 1.000 ml) kennenzulernen. Die VITgrip™ Laborflasche ist ein Allroundtalent für die Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten im Labor und zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- Hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design. Die schlanke und taillierte Form der VITgrip™

erleichtert die Handhabbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen erheblich

- Auslaufsicherheit* durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form
- Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit ($\pm 5\%$)
- Optimales Ausgießverhalten und leichte Reinigung durch hydropho-

bes Material und runde Form, ohne schmutzfangende Kanten

- Inklusive Originalitätsverschluss, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen ist
- Aus bruchfestem, lebensmittel echtem Polypropylen mit guter chemischer Resistenz

Überzeugen Sie sich selbst von Qualität und Komfort unserer VITgrip™ Laborflaschen zum attraktiven Kennlernpreis.



VITgrip™ Aktions-Set

Lieferumfang:

- 1x 250 ml VITgrip™ Laborflasche, PP, GL 45
- 1x 500 ml VITgrip™ Laborflasche, PP, GL 45
- 1x 1.000 ml VITgrip™ Laborflasche, PP, GL 45
- 3x Originalitätsverschluss, PP, GL 45

Art.-Nr.: 111194

*Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise zur Auslaufsicherheit in unserer VITgrip™ Broschüre.

Alle Informationen zu den VITgrip™ Laborflaschen finden Sie auf unserer Website.
Für die Bestellung des Aktions-Sets wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler:

www.vitlab.com/haendler

Händleradresse:

OMNILAB LABORZENTRUM GmbH & Co. KG
Robert-Hooke-Str. 8
28359 Bremen
Tel: 0421 / 175 99 - 0
Fax: 0421 / 175 99 - 300
E-Mail: vertrieb@omnilab.de